

Хранение раздаточного материала

Для проведения лабораторных и практических работ используются специально укомплектованные наборы, состоящие из раздаточного материала.

Хранение раздаточного материала в лаборантском помещении должно производиться согласно следующим требованиям:

1. Хранить материалы и реактивы в склянках и банках по 18-20 штук в каждом комплекте в лаборантском помещении, причем так, чтобы можно было быстро и удобно извлекать их из шкафа и разносить по рабочим местам учащихся.
2. Склянки и банки с веществами должны быть тщательно закрыты пробками.
3. Часто используемые вещества, материалы, принадлежности хранить в середине шкафа, реже применяемые – вверху или внизу.
4. Концентрированные растворы кислот и летучие вещества размещать под тягой.

Каждая банка и склянка имеют этикетку с формулой и названием вещества и указанием концентрации (для растворов).